

## ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

Юр.адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бауманская, д. 50\12, стр. 1

**\*\*** +7 (495) 660-83-77 **T** +7 800-333-45-38 ♠ callcenter@genomed.ru www.genomed.ru

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам

иммуногистохимического исследования:

1. Иммуногистохимическое исследование (Pan-TRK).

Пациент: Материал: готовые парафиновые блоки.

Дата рождения: Дата поступления материала:

Пол: Дата готовности анализа: Диагноз:

Исследование выполнено с парафинового блока№

Детализация проведенного исследования:

Иммуногистостейнер	Ventana BenchMark XT			
Антитело	Pan-TRK (anti-Pan Trk antibody [EPR17341] (ab181560) Rabbit Monoclonal			
(используемый клон)	Primary Antibody)			
Система детекции	ultraVIEW Universal DAB Detection Kit с докрашиванием Hematoxylin II (Ventana) и Bluing Reagent (Ventana).			
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАКЦИИ				
В качестве внешнего позитивного контроля использована ткань головного мозга. Внешний				

положительный контроль позитивный.

## Результат исследования опухолевой ткани:

Экспрессия Pan-TRK на опухолевых клетках негативна.

## ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Pan-TRK-негативный статус опухоли.

врач - патологоанатом